


Installation et Configuration du Capteur PXPIX2 dans CADI

Accédez au CD de CADI dans le répertoire "**Devices Docs and Drivers**", ensuite "**Sopro**". Double-cliquez le fichier "**SoproPSPIX2_InstallationPack_v1.1.exe**".




L'installateur démarrera.

Utilisez le bouton "**Browse**" et pointez vers le répertoire CADI local.

Cliquez sur "**Install**".

Une fois terminé l'installateur fermera, il n'y aura pas de message.



Cette installation créera un nouveau répertoire dans le répertoire local de CADI.


Le nouveau répertoire s'appelle "**_Drivers**" et contient ce que le capteur a besoin pour fonctionner.

Vous n'avez rien à faire, simplement vérifier si le répertoire a été créé.

Maintenant allez dans CADI.


Cliquez sur "**Options**", "**Configuration**", ensuite dans les modules sur la gauche cliquez sur "**X-Ray Action/Sopro**"

Vous obtiendrez une fenêtre comme la prochaine.




Dans l'onglet "**General Settings**", cliquez le choix "**PSPIX²®**" et sauvegardez les changements.


Cliquez sur l'onglet "**PSPIX²®**".



Cochez l'option "**Enable PSPIX²®**" et sauvegardez les changements.



Accédez l'onglet "**SOPIX®**", enlevez le crochet par défaut des choix à côté des boîtes grises et sauvegardez vos changements. Sortez de la configuration.




Dans "**Options**", "**X-Ray Acquisition**", choisissez "**X-Ray Sopro Sopix**" dans la liste.



Allez dans le module d'acquisition de Radiographies. Vous verrez une petite fenêtre comme celle-ci.

Cliquez le cercle dans le coin supérieur gauche.



Ceci amènera une fenêtre à l'écran, dans un onglet appelé "**Configuration**" et commencera à chercher votre appareil.

Une fois détecté assurez-vous qu'il soit sélectionné dans la boîte "**PSPIX Selection**".

Assurez-vous que votre carte réseau est listé en haut dans la boîte "**Network adapter**"

Une fois terminé, cliquez sur "**Single-user**" et ensuite sur "**Connection**"

Finalement cliquez sur "**OK**"

Vous pouvez maintenant utiliser les plaques directement dans CADI avec le **PSPIX²**®.

(Si le Pare-feu de Windows demande l'autorisation d'activer l'appareil, acceptez. Si vous ne laissez pas l'appareil se connecter, vous ne pourrez pas l'utiliser.)

Si vous avez des problèmes, contactez le support technique de CADI au 1-800-667-9622 option #3.